

Láhev širokohrdlá prachovnice nezabroušená, bez zátky, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- kónické hrdlo
- nezabroušená
- bez zátky
- "Tvarováno pro NZ" udává vnitřní průměr hrdla v jeho nejširší části a délku hrdla (př. 24/20 = šířka hrdla 24 mm, výška hrdla 20 mm)



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [korkové](#), [gumové](#) a [silikonové](#) zátky, [popisovače](#) a [popisovací pásy](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Tvarováno pro NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 203 050	50	41,5	76	24/20	1-2 týdny	22 Kč
632 414 203 100	100	51,5	95	29/22	1-2 týdny	26 Kč
632 414 203 250	250	69	128	34/24	Skladem, do 1 týdne	38 Kč
632 414 203 500	500	85	162	45/27	Skladem, do 1 týdne	55 Kč
632 414 203 940	1000	106,5	187	60/31	1-2 týdny	93 Kč
632 414 203 950	2000	132	238	60/31	1-2 týdny	138 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.