

Láhev širokohrdlá prachovnice se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená zátka

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [násypky](#), [lžičky](#), [lopatky](#), [Parafilm M](#), [popisovače](#), [popisovací pásky](#) a skleněné [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 204 050	50	41,5	76	24/20	Skladem	73 Kč
632 414 204 100	100	51,5	95	29/22	Skladem	83 Kč
632 414 204 250	250	69	128	34/24	Skladem	97 Kč
632 414 204 500	500	85	162	45/27	Skladem	125 Kč
632 414 204 940	1000	106,5	187	60/31	Skladem	165 Kč
632 414 204 950	2000	132	238	60/31	Skladem	228 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.