

## Láhev širokohrdlá prachovnice se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- široké zabroušené hrdlo
- zabroušená zátka

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [náspyky](#), [lžičky](#), [lopatky](#), [Parafilm M](#), [popisovače](#), [popisovací pásky](#) a skleněné [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



**i** Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 204 050	50	41,5	76	24/20	Skladem, do 1 týdne	73 Kč
632 414 204 100	100	51,5	95	29/22	Skladem, do 1 týdne	83 Kč
632 414 204 250	250	69	128	34/24	Skladem, do 1 týdne	97 Kč
632 414 204 500	500	85	162	45/27	Skladem, do 1 týdne	125 Kč
632 414 204 940	1000	106,5	187	60/31	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
632 414 204 950	2000	132	238	60/31	Skladem, do 1 týdne	228 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*