

## Láhev širokohrdlá prachovnice Steilbrust, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50 a 1000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená osmihranná zátka

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [násyvky](#), nerezové [lžičky](#), [Parafilm M](#) a skleněné [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 227 050	50	41,5	76	24/20	1-2 týdny	80 Kč
632 414 227 940	1000	106,5	197	60/46	1-2 týdny	262 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*