

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PP > Láhev širokohrdlá s graduací a políčkem na popis, šroubový uzávěr se závitem GL, PP

Láhev širokohrdlá s graduací a políčkem na popis, šroubový uzávěr se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr PE
- autoklávatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr hrdla [mm] | Průměr láhve [mm] | Výška [mm] | GL [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---------|------------|-----------|
| 130 740 733 608 | 50 | 24 | 40 | 77 | 32 | 1-2 týdny | 49 Kč |
| 130 740 733 610 | 100 | 24 | 48 | 92 | 32 | 1-2 týdny | 52 Kč |
| 130 740 733 612 | 250 | 31 | 64 | 123 | 40 | 1-2 týdny | 58 Kč |
| 130 740 733 614 | 500 | 38,5 | 75 | 153 | 50 | 1-2 týdny | 66 Kč |
| 130 740 733 616 | 1000 | 50 | 94 | 202 | 65 | 1-2 týdny | 135 Kč |
| 130 740 733 618 | 2000 | 50 | 120 | 243 | 65 | 1-2 týdny | 220 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.