

Láhev širokohrdlá s graduací a políčkem na popis, šroubový uzávěr se závitem GL, PP, Objem [ml]: 100, GL [mm]: 32

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr PE
- autoklávovatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 733 608	50	24	40	77	32	1-2 týdny	45 Kč
130 740 733 610	100	24	48	92	32	1-2 týdny	47 Kč
130 740 733 612	250	31	64	123	40	1-2 týdny	54 Kč
130 740 733 614	500	38,5	75	153	50	1-2 týdny	60 Kč
130 740 733 616	1000	50	94	202	65	1-2 týdny	125 Kč
130 740 733 618	2000	50	120	243	65	1-2 týdny	206 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.