

Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků

**Náš TIP:** V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 608	50	10	24	38	88	32	1-2 týdny	24 Kč
331 850 191 610	100	20	24	48	105	32	Skladem, do 1 týdne	28 Kč
331 850 191 612	250	25	38	60	140	45	3-4 týdny	39 Kč
331 850 191 614	500	50	38	75	170	45	2-3 týdny	44 Kč
331 850 191 616	1000	100	55	95	205	63	3-4 týdny	78 Kč
331 850 191 618	2000	100	55	120	252	63	3-4 týdny	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.