

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PP > Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr bílý PP
- autoklávatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 201	50	10	24	38	88	32	2-3 týdny	44 Kč
130 507 172 202	100	20	24	48	105	32	2-3 týdny	47 Kč
130 507 172 203	250	25	38	60	140	45	2-3 týdny	67 Kč
130 507 172 204	500	100	38	75	170	45	2-3 týdny	74 Kč
130 507 172 205	1000	100	55	95	206	63	2-3 týdny	133 Kč
130 507 172 206	2000	100	55	120	252	63	2-3 týdny	210 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.