

Láhev širokohrdlá s očkem pro plombu, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: bílý HDPE
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování a transport kapalin s vysokou viskozitou, past, prášků i granulátů



i K láhvim lze objednat plomby SampleSafe v balení po 100 ks. Každá plomba je opatřena z výroby 9místným sériovým číslem. Plomby z láhví nelze odstranit bez viditelného poškození.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška včetně uzávěru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 103 220 250	250	64	26,5	118	3-4 týdny	83 Kč
399 103 220 500	500	78	40	147	2-3 týdny	86 Kč
399 103 221 000	1000	100	50	186	2-3 týdny	173 Kč
399 103 222 000	2000	120	50	230	3-4 týdny	198 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plomby SampleSafe

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 992 902	Plomba SampleSafe s 9místným sériovým číslem, barva červená, délka 260 mm	100	3-4 týdny	2 203 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.