

Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- šroubový uzávěr se závitem GL
- splňuje DIN 13316 a DIN 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete pro láhve o objemu 50 a 100 ml i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace	Průměr láhve [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 398 061	50	Ne	40	24	77	32	1-2 týdny	42 Kč
130 740 390 161	100	Ano	48	24	92	32	Skladem, do 1 týdne	46 Kč
130 740 392 161	250	Ano	64	31	123	40	1-2 týdny	55 Kč
130 740 394 161	500	Ano	75	38,5	153	50	1-2 týdny	72 Kč
130 740 396 161	1000	Ano	94	50	202	65	6-8 týdnů	147 Kč
130 740 398 161	2000	Ne	120	50	243	65	1-2 týdny	261 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.