

## Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- šroubový uzávěr se závitem GL
- splňuje DIN 13316 a DIN 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků



**Náš TIP:** V naší nabídce najdete pro láhve o objemu 50 a 100 ml i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace	Průměr láhve [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 398 061	50	Ne	40	24	77	32	1-2 týdny	39 Kč
130 740 390 161	100	Ano	48	24	92	32	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
130 740 392 161	250	Ano	64	31	123	40	Skladem, do 1 týdne	51 Kč
130 740 394 161	500	Ano	75	38,5	153	50	Skladem, do 1 týdne	67 Kč
130 740 396 161	1000	Ano	94	50	202	65	1-2 týdny	136 Kč
130 740 398 161	2000	Ne	120	50	243	65	1-2 týdny	242 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*