

## Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PP
- autoklárovatelná do 121 °C
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- orientační lisovaná stupnice (objem 50 a 2000 ml bez stupnice)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování a přepravu kapalných i práškových vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 391 261	50	24	40	77	32	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
130 740 393 261	100	24	48	92	32	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
130 740 395 261	250	31	64	123	40	Skladem, do 1 týdne	59 Kč
130 740 397 261	500	38,5	75	153	50	Skladem, do 1 týdne	75 Kč
130 740 399 261	1000	50	94	202	65	Skladem, do 1 týdne	151 Kč
130 740 391 361	2000	50	120	243	65	Skladem, do 1 týdne	269 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*