

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Baňky na kultury > Láhev TILT pro přípravu živných roztoků, Duran

## Láhev TILT pro přípravu živných roztoků, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 500 ml
- nesterilní, autoklávatelná
- zkosená boční stěna (láhev lze použít i v úhlu 45° pro snadnější pipetování)
- bílá stupnice pro odečtení objemu pro obě polohy
- široké hrdlo pro snadné plnění
- šroubovací uzávěr GL 56 z bílého PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- nízký tvar vhodný pro použití v laminárních boxech, chladničkách i vodní lázni (výška včetně uzávěru 151 mm)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A, ISO 10993-5:2009 (neobsahuje cytotoxiny)
- volitelné příslušenství: ochranný silikonový návlek (pokrývá 94 % povrchu láhve, chrání vzorky před UV zářením), barevné rozlišovací kroužky s poutkem, autoklávatelné samolepicí štítky na víčko (zabraňují křížové kontaminaci vzorků), náhradní uzávěry
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány včetně víčka v balení po 4 kusech



### Láhve TILT včetně uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 914 459	500	Nesterilní, včetně uzávěru	45	4	4-6 týdnů	1 070 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: ochranný návlek, barevné rozlišovací kroužky, samolepicí štítky na víčko, náhradní uzávěry

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 292 435 601	Ochranný návlek z bílého silikonu s barevným rozlišovacím kroužkem (žlutá, oranžová, modrá, nachová)	4	4-6 týdnů	773 Kč
637 292 435 634	Žlutý rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 292 435 626	Oranžový rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 292 435 659	Modrý rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
637 292 435 667	Nachový rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 294 015 604	Samolepicí štítky na víčko, průměr 40 mm, autoklávovatelné	60	4-6 týdnů	434 Kč
637 292 295 602	Náhradní víčko, bílý PP, GL 56	10	4-6 týdnů	621 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*