

Láhev úzkohrdlá reagenční Steilbrust se zabroušenou zátkou, čirá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- kulatá nebo osmihranná zabroušená zátka (dle objemu)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky](#), [Parafilm M](#), [hranaté prachovnice](#) a [hnědé reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



i Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr láhve [mm] | Výška [mm] | NZ | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------------|------------|-------|------------|-----------|
| 632 414 126 050 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 1-2 týdny | 87 Kč |
| 632 414 126 100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 1-2 týdny | 100 Kč |
| 632 414 126 250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 1-2 týdny | 141 Kč |
| 632 414 126 500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 2-3 týdny | 186 Kč |
| 632 414 126 940 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 1-2 týdny | 239 Kč |
| 632 414 126 950 | 2000 | 133 | 245 | 29/32 | 1-2 týdny | 313 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.