

VERKON > Sklo a porcelán > Láhve > Úzkohrdlé > Láhev úzkohrdlá reagenční Steilbrust se zabroušenou zátkou, hnědá

## Láhev úzkohrdlá reagenční Steilbrust se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- kulatá nebo osmihranná zabroušená zátka (dle objemu)

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky](#), [Parafilm M](#), [hranaté prachovnice](#) a [hnědé reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



**i** Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 226 050	50	41,5	77	14/15	1-2 týdny	87 Kč
632 414 226 100	100	51,5	103	14/23	1-2 týdny	100 Kč
632 414 226 250	250	69	131	19/26	1-2 týdny	141 Kč
632 414 226 500	500	85	163	24/29	1-2 týdny	186 Kč
632 414 226 940	1000	106,5	199	29/32	1-2 týdny	239 Kč
632 414 226 950	2000	133	245	29/32	4-6 týdnů	313 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*