

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PP > Láhev úzkohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Láhev úzkohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr bílý PP
- autoklávatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby nebo štítku (očko na láhvi i uzávěru)
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných vzorků (např. vzorků odpadních vod)



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 101	50	10	13	38	92	18	2-3 týdny	35 Kč
130 507 172 102	100	20	13	48	108	18	2-3 týdny	41 Kč
130 507 172 103	250	25	19	60	150	25	2-3 týdny	60 Kč
130 507 172 104	500	100	19	75	182	25	2-3 týdny	67 Kč
130 507 172 105	1000	100	23	95	224	32	2-3 týdny	120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.