

## Láhev YOUTILITY se šroubovacím uzávěrem, hranatá, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

Speciálně tvarovaná láhev YOUTILITY z čirého nebo hnědého borosilikátového skla Duran 3.3 umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci i v laboratorních rukavicích a šetří tolik ceněné místo na laboratorním stole, v chladničkách i autoklávech.



- objem: 125, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo Duran 3.3 (splňuje požadavky ASTM-E438 typ 1, třída A)
- ergonomický tvar a zkrácený závit šroubovacího uzávěru pro jednodušší manipulaci, vylévací kroužek (PP)
- dobře čitelná stupnice
- ploška pro samolepicí etiketu
- Retrace code (identifikace šarže) na láhvi i uzávěru
- prostorově úsporný design (láhve lze skladovat i vodorovně na boku)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): šroubovací PP uzávěry YOUTILITY s 0,2μm PTFE membránou, šroubovací uzávěry YOUTILITY z transparentního PMP, autoklávovatelné bílé samolepicí etikety z PS, sada barevných rozlišovacích silikonových kroužků s poutkem, náhradní šroubovací uzávěry YOUTILITY z PP a náhradní vylévací kroužky
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány včetně vylévacího kroužku a uzávěru v balení po 4 kusech

### Láhve YOUTILITY z čirého borosilikátového skla Duran 3.3

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 812 854	Čirá	125	GL 45	55	124	4	2-3 týdny	824 Kč
637 218 813 653	Čirá	250	GL 45	66	158	4	2-3 týdny	920 Kč
637 218 814 452	Čirá	500	GL 45	78	193	4	2-3 týdny	1 146 Kč
637 218 815 457	Čirá	1000	GL 45	93	253	4	3-4 týdny	1 617 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Láhve YOUTILITY z hnědého borosilikátového skla Duran 3.3 pro látky citlivé na světlo

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 862 859	Hnědá	125	GL 45	55	124	4	3-4 týdny	2 691 Kč

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 863 658	Hnědá	250	GL 45	66	158	4	3-4 týdny	3 723 Kč
637 218 864 457	Hnědá	500	GL 45	78	193	4	3-4 týdny	4 811 Kč
637 218 865 453	Hnědá	1000	GL 45	93	253	4	3-4 týdny	5 900 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Uzávěry YOUTILITY, náhradní vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 292 292 802	Uzávěr šroubovací YOUTILITY, GL 45, modrý PP	10	3-4 týdny	546 Kč
637 292 412 808	Vylévací kroužek pro modré šroubovací uzávěry YOUTILITY GL 45	16	3-4 týdny	257 Kč
637 291 162 807	Uzávěr šroubovací YOUTILITY s PTFE membránou, GL 45, modrý PP	4	3-4 týdny	644 Kč
637 292 292 843	Uzávěr šroubovací YOUTILITY, GL 45, transparentní PMP	10	3-4 týdny	611 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Samolepicí štítky a barevné rozlišovací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
637 294 010 203	Bílé samolepicí popisovací štítky 36 x 70 mm, PS, 100 ks	3-4 týdny	512 Kč
637 292 432 904	Sada barevných rozlišovacích silikonových kroužků s poutkem, 8 barev, 2 ks od každé barvy	2-3 týdny	686 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*