

Láhev zásobní pro byretu

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 2000 ml
- provedení: čirá nebo hnědá
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ 29/32
- vhodná k automatické [byretě dle Pelleta](#)



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 436 801 046	2000	Čirá	160	200	29/32	Skladem, do 1 týdne	219 Kč
632 436 802 046	2000	Hnědá	160	200	29/32	Skladem, do 1 týdne	219 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.