

## Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

- sodnovápenaté tmavé sklo potažené plastem
- tvar čtvercový nebo kulatý
- dvouhrdlá zásobní láhev s postranním tubusem se šroubovým uzávěrem GL 18 (pro doplnění láhve bez nutnosti odstranění dávkovače); středový šroubový uzávěr GL 45; materiál sodnovápenaté tmavé sklo



Obj. číslo	Objem [ml]	Závit GL	Rozměry [mm]	Tvar láhve	Dostupnost	Cena / ks
160 500 372 128	100	28	Ø 51 x 100	kulatý	2-3 týdny	129 Kč
160 500 372 101	100	32	50 x 125	čtvercový	Skladem, do 1 týdne	199 Kč
160 500 372 025	250	32	65 x 160	čtvercový	1-2 týdny	252 Kč
160 500 372 050	500	32	80 x 195	čtvercový	1-2 týdny	245 Kč
160 500 372 100	1000	45	95 x 230	čtvercový	2-3 týdny	326 Kč
160 500 372 250	2500	45	Ø 140 x 230	kulatý	2-3 týdny	643 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Středový závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 372 300	Dvouhrdlá (postranní tubus pro doplnění láhve bez nutnosti odstranění dávkovače)	2000	45	4-6 týdnů	1 819 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 160 500 372 101	Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg, Objem [ml]: 100, Závit GL: 32	Rozbaleno	1 ks	<del>199 Kč</del> <b>141 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.