

VERKON > Dávkování a titrace > Dávkovače > Dávkovače Witeg > Láhev zásobní vhodná pro kyselinu fluorovodíkovou (HF), Witeg

## Láhev zásobní vhodná pro kyselinu fluorovodíkovou (HF), Witeg

Materiál: PE

Výrobci a značky: Witeg

- úzkohrdlá láhev
- šroubový uzávěr



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 171 001	Zásobní láhev pro HF	10	14	2-3 týdny	10 Kč
160 500 171 002	Zásobní láhev pro HF	20	14	2-3 týdny	11 Kč
160 500 171 003	Zásobní láhev pro HF	30	14	2-3 týdny	11 Kč
160 500 171 004	Zásobní láhev pro HF	50	18	2-3 týdny	17 Kč
160 500 171 005	Zásobní láhev pro HF	100	18	2-3 týdny	20 Kč
160 500 171 007	Zásobní láhev pro HF	250	25	2-3 týdny	33 Kč
160 500 171 008	Zásobní láhev pro HF	500	25	2-3 týdny	38 Kč
160 500 171 009	Zásobní láhev pro HF	1000	28	2-3 týdny	70 Kč
160 500 171 010	Zásobní láhev pro HF	2000	28	2-3 týdny	112 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.