

## LÁHVE HLINÍKOVÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve hliníkové

### Láhev hliníková úzkohrdlá včetně uzávěru, s UN kódem

- objem: 38, 60, 120, 300, 600, 1200, 3000 a 5600 ml
- materiál: čistý hliník (AL 99,5)
- šroubovací uzávěr z PP s odtrhovacím kroužkem a vnitřním hliníkovým těsněním (vzorek přichází do styku pouze s hliníkem)
- neutrální vůči zápachu, nepropustná pro světlo, odolná proti korozi
- vhodná pro skladování a přepravu vzorků (včetně vzorků citlivých na světlo)
- vhodná i pro potraviny (s výjimkou velmi kyselých a solených)
- UN kód (splňuje předpisy OSN)



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Průměr [mm] | Výška včetně uzávěru [mm] | UN kód    | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| 399 103 270 038 | 38         | 35          | 70                        | 1B1/X/250 | 2-3 týdny  | 50 Kč     |
| 399 103 270 060 | 60         | 40          | 88                        | 1B1/X/250 | 2-3 týdny  | 55 Kč     |
| 399 103 270 120 | 120        | 57          | 97                        | 1B1/X/250 | 2-3 týdny  | 66 Kč     |
| 399 103 270 300 | 300        | 57          | 160                       | 1B1/X/250 | 2-3 týdny  | 87 Kč     |
| 399 103 270 600 | 600        | 74          | 192                       | 1B1/X/250 | 2-3 týdny  | 128 Kč    |
| 399 103 271 200 | 1200       | 88          | 248                       | 1B1/X/250 | 2-3 týdny  | 150 Kč    |
| 399 103 273 000 | 3000       | 161         | 215                       | 1B1/X/250 | 3-4 týdny  | 516 Kč    |
| 399 103 275 600 | 5600       | 161         | 340                       | 1B1/X/250 | 3-4 týdny  | 616 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Video k produktu

- ▶ Láhev hliníková úzkohrdlá včetně uzávěru, s UN kódem