

LÁHVE PE, LDPE A HDPE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PE, LDPE a HDPE

Láhev širokohrdlá s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný LDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování hustých kapalin, prášků i granulátů



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 408	50	10	24	40	77	1-2 týdny	15 Kč
130 740 073 409	100	20	24	48	89	Skladem, do 1 týdne	16 Kč
130 740 073 410	250	25	34,5	61	126	1-2 týdny	24 Kč
130 740 073 411	500	50	34,5	75	161	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
130 740 073 412	1000	100	45	93	201	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
130 740 073 413	2000	100	45	115	250	4-6 týdnů	77 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 608	50	10	24	38	88	32	1-2 týdny	24 Kč
331 850 191 610	100	20	24	48	105	32	Skladem, do 1 týdne	28 Kč
331 850 191 612	250	25	38	60	140	45	3-4 týdny	39 Kč
331 850 191 614	500	50	38	75	170	45	2-3 týdny	44 Kč
331 850 191 616	1000	100	55	95	205	63	Skladem, do 1 týdne	78 Kč
331 850 191 618	2000	100	55	120	252	63	3-4 týdny	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- šroubový uzávěr se závitem GL
- splňuje DIN 13316 a DIN 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete pro láhve o objemu 50 a 100 ml i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace	Průměr láhve [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 398 061	50	Ne	40	24	77	32	1-2 týdny	39 Kč
130 740 390 161	100	Ano	48	24	92	32	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
130 740 392 161	250	Ano	64	31	123	40	Skladem, do 1 týdne	51 Kč
130 740 394 161	500	Ano	75	38,5	153	50	Skladem, do 1 týdne	67 Kč
130 740 396 161	1000	Ano	94	50	202	65	1-2 týdny	136 Kč
130 740 398 161	2000	Ne	120	50	243	65	1-2 týdny	242 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohlá s mezivíčkem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 50, 100, 150, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: HDPE
- bez graduace
- mezivíčko a červený šroubový uzávěr (dobře těsní)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
333 033 050 001	50	27	36	77	4-6 týdnů	18 Kč
333 024 010 004	100	37	51	80	4-6 týdnů	15 Kč
333 041 015 001	150	37	51	108	4-6 týdnů	15 Kč
333 033 025 001	250	37	60	125	Skladem, do 1 týdne	18 Kč
333 033 500 001	500	58	80	136	Skladem, do 1 týdne	23 Kč
333 000 050 013	1000	58	101	174	Skladem, do 1 týdne	28 Kč
333 000 050 016	2000	57	121	220	Skladem, do 1 týdne	88 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev na chemikálie, širokohrdlá, bez uzávěru, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500, 750, 1000, 1200, 1500, 2000 a 2500 ml
- materiál: bílý HDPE
- široké hrdlo pro snadné plnění
- závit GL90
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány bez mezivíčka a uzávěru, uzávěr i mezivíčko si můžete objednat samostatně



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 640 008 001	Láhev bez uzávěru	250	79	74	Skladem, do 1 týdne	23 Kč
130 640 008 011	Láhev bez uzávěru	500	79	98	Skladem, do 1 týdne	27 Kč
130 640 008 021	Láhev bez uzávěru	750	79	138	3-4 týdny	27 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 640 008 031	Láhev bez uzávěru	1000	79	147	Skladem, do 1 týdne	29 Kč
130 640 008 041	Láhev bez uzávěru	1200	79	173	1-2 týdny	34 Kč
130 640 008 061	Láhev bez uzávěru	1500	79	214	1-2 týdny	41 Kč
130 640 008 071	Láhev bez uzávěru	2000	79	230	1-2 týdny	40 Kč
130 640 008 081	Láhev bez uzávěru	2500	79	268	Skladem, do 1 týdne	45 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 640 009 110	Mezivíčko, HDPE	Skladem, do 1 týdne	5,20 Kč
130 640 009 010	Uzávěr GL90, HDPE	Skladem, do 1 týdne	8,20 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s očkem pro plombu, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: bílý HDPE
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování a transport kapalin s vysokou viskozitou, past, prášků i granulátů



i K láhvím lze objednat plomby SampleSafe v balení po 100 ks. Každá plomba je opatřena z výroby 9místným sériovým číslem. Plomby z láhví nelze odstranit bez viditelného poškození.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška včetně uzávěru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 103 220 250	250	64	26,5	118	3-4 týdny	83 Kč
399 103 220 500	500	78	40	147	2-3 týdny	86 Kč
399 103 221 000	1000	100	50	186	2-3 týdny	173 Kč
399 103 222 000	2000	120	50	230	3-4 týdny	198 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plomby SampleSafe

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 992 902	Plomba SampleSafe s 9místným sériovým číslem, barva červená, délka 260 mm	100	3-4 týdny	2 203 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá včetně uzávěru s bezpečnostním kroužkem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- materiál: bílý HDPE
- černý šroubovací uzávěr s bezpečnostním kroužkem
 - uzavřením láhve dojde k uchycení kroužku na hrdlo láhve
 - při otevření láhve se bezpečnostní kroužek odtrhne od uzávěru a zůstane na hrdle láhve



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 015 710	250	30	60	137	1-2 týdny	27 Kč
331 850 015 711	500	30	74	177	Na dotaz	31 Kč
331 850 015 712	1000	30	90	230	Na dotaz	42 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá čtyřhranná, sterilní, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 150 a 500 ml
- materiál: láhev a mezivíčko z HDPE, šroubovací uzávěr z červeného PE
- lisovaná graduace (pouze objem 500 ml)
- sterilní (SAL 10⁻³)
- vhodná i pro odběr vzorků v potravinářském průmyslu
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány s našroubovaným uzávěrem (vnitřní prostor láhve tak zůstává sterilní i po otevření balení)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	------------	-------------------	--------------	-------------	------------	-------------

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 021 150 009	150	37	50 x 50 x 95	300	4-6 týdnů	5 040 Kč
333 022 500 002	500	58	76 x 76 x 122	175	4-6 týdnů	4 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev čtyřhranná s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný HDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- šetří místo při skladování (obdélníkový tvar dna)
- vhodná pro skladování hustých kapalin, prášků i granulátů



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry (šxhxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 608	25	5	18,5	30x32x53	1-2 týdny	15 Kč
130 740 073 609	50	10	24	35x37x70	Skladem, do 1 týdne	17 Kč
130 740 073 610	100	20	34,5	44x47x91	Skladem, do 1 týdne	17 Kč
130 740 073 611	250	50	34,5	55x60,5x114	Skladem, do 1 týdne	22 Kč
130 740 073 612	500	100	45	70x80x138	Skladem, do 1 týdne	28 Kč
130 740 073 613	1000	100	60	82x102x176	Skladem, do 1 týdne	43 Kč
130 740 073 614	2000	100	60	100x134x210	1-2 týdny	80 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev čtyřhranná s UN kódem a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, HDPE

Materiál: HDPE


- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: láhev HDPE (transparentní), uzávěr PP (modrý)
- šroubový uzávěr se závitem GL
- UN kód, splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží
- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek



Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
399 103 420 100	100	45x45x101	24	32	UN3H1/X0.3	2-3 týdny	51 Kč
399 103 420 250	250	59x59x130	35	45	UN3H1/X0.8	2-3 týdny	74 Kč
399 103 420 500 1	500	75x75x162	43	54	UN3H1/X1.5	3-4 týdny	86 Kč
399 103 420 750	750	83x83x188	43	54	UN3H1/X2.5	4-6 týdnů	86 Kč
399 103 421 000 1	1000	85x85x214	43	54	UN3H1/X2.5	2-3 týdny	87 Kč
399 103 421 500	1500	108x108x209	69	80	UN3H1/X4	4-6 týdnů	140 Kč
399 103 422 500	2500	122x122x260	69	80	UN3H1/X5	4-6 týdnů	188 Kč
399 103 424 000	4000	142x142x294	69	80	UN3H1/X5.5	2-3 týdny	229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Packaging-containers-with-UN-approval-EN.pdf

Láhev čtyřhranná s UN kódem a GL závitem, bez uzávěru, HDPE

Materiál: HDPE

- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek
- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: transparentní nebo bílý HDPE
- široké hrdlo se závitem GL
- UN kód (splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží – platí pouze v kombinaci s níže nabízenými uzávěry!)
- volitelné příslušenství – pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví a 3 typy uzávěrů:
 - **černý** s PE vložkou, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku
 - **červený** s PE vložkou a odtrhávacím bezpečnostním kroužkem
 - speciálně tvarovaný **modrý** bez PE vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem
- **informace k dodávce:** láhev **nemá** uzávěr, uzávěr se objednává samostatně



Čtyřhranné láhve s UN kódem z transparentního HDPE

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 870	Transparentní	100	45x45x101	32	3H1/X0.3/S	3-4 týdny	20 Kč
130 069 072 871	Transparentní	250	59x59x128	45	3H1/X0.8/S	3-4 týdny	26 Kč
130 069 072 872	Transparentní	500	75x75x161	54	3H1/X1.5/S	3-4 týdny	37 Kč
130 069 072 878	Transparentní	750	83x83x185	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	102 Kč
130 069 072 873	Transparentní	1000	85x85x212	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	49 Kč
130 069 072 874	Transparentní	1500	108x108x209	80	3H1/X4/S	3-4 týdny	60 Kč
130 069 072 875	Transparentní	2500	122x122x258	80	3H1/X5/S	3-4 týdny	77 Kč
130 069 072 876	Transparentní	4000	142x142x294	80	3H1/X5.5/S	3-4 týdny	139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Čtyřhranné láhve s UN kódem z bílého HDPE

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 880	Bílá	100	45x45x101	32	3H1/X0.3/S	3-4 týdny	21 Kč
130 069 072 881	Bílá	250	59x59x128	45	3H1/X0.8/S	3-4 týdny	27 Kč
130 069 072 882	Bílá	500	75x75x161	54	3H1/X1.5/S	3-4 týdny	39 Kč
130 069 072 883	Bílá	750	83x83x185	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	107 Kč
130 069 072 884	Bílá	1000	85x85x212	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	51 Kč
130 069 072 885	Bílá	1500	108x108x209	80	3H1/X4/S	3-4 týdny	63 Kč
130 069 072 886	Bílá	2500	122x122x258	80	3H1/X5/S	3-4 týdny	81 Kč
130 069 072 887	Bílá	4000	142x142x294	80	3H1/X5.5/S	3-4 týdny	145 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: 3 typy uzávěrů

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 895	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního proužku	Černá	3-4 týdny	13 Kč
130 069 072 896	Uzávěr se závitem GL 45 pro čtyřhranné láhve o objemu 250 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	15 Kč
130 069 072 897	Uzávěr se závitem GL 54 pro čtyřhranné láhve o objemu 500/750/1000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	16 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 898	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	31 Kč
130 069 072 900	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	15 Kč
130 069 072 901	Uzávěr se závitem GL 45 pro čtyřhranné láhve o objemu 250 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	20 Kč
130 069 072 902	Uzávěr se závitem GL 54 pro čtyřhranné láhve o objemu 500/750/1000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	23 Kč
130 069 072 903	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	45 Kč
130 069 072 092	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, bez těsnicí vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Modrá	Skladem, do 1 týdne	8 Kč
130 069 072 893	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, bez těsnicí vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Modrá	3-4 týdny	18 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 066 204 802	Pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví	3-4 týdny	322 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá se šroubovým uzávěrem s GL závitem, PE

Materiál: PE

- objem: 250 a 500
- materiál: láhev PE, uzávěr PP
- **mezivíčko s kapátkem (kapací vložkou)**, po našroubování uzávěru zůstane na láhvi
- šroubový uzávěr s GL závitem a s bezpečnostním kroužkem
- vhodná k uchovávání alkoholu



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 292 304	250	19	58	128	4-6 týdnů	13 Kč
331 850 292 305	500	19	73	160	1-2 týdny	17 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá se šroubovým uzávěrem, PE

Materiál: PE

- objem: 125 a 1000 ml
- materiál: láhev PE, uzávěr PP
- **mezivíčko s kapátkem (kapací vložkou)**, po našroubování uzávěru zůstane na láhvi
- šroubový uzávěr se závitem a s bezpečnostním kroužkem



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 292 314	125	20	46,7	108	1-2 týdny	11 Kč
331 850 292 344	1000	20	86	226	Skladem, do 1 týdne	21 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 50, 125, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný LDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování kapalin



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 317	50	10	18,5	39	76	1-2 týdny	17 Kč
130 740 073 319	125	20	18,5	48	115	1-2 týdny	19 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 323	250	25	23	60	138	1-2 týdny	23 Kč
130 740 073 324	500	50	23	74	165	1-2 týdny	27 Kč
130 740 073 325	1000	100	34,5	93	213	1-2 týdny	48 Kč
130 740 073 326	2000	100	34,5	116	273	Skladem, do 1 týdne	87 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá včetně uzávěru s bezpečnostním kroužkem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: HDPE
- bílý šroubovací uzávěr s bezpečnostním kroužkem (uzavřením láhve dojde k uchycení kroužku na hrdlo láhve, při otevření láhve se bezpečnostní kroužek odtrhne od uzávěru a zůstane na hrdle láhve)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Závit	Dostupnost	Cena / ks
331 850 015 700	50	17,5	36	84	22/410	Skladem, do 1 týdne	13 Kč
331 850 015 701	100	17,5	44	101	22/410	Skladem, do 1 týdne	14 Kč
331 850 015 702	250	22	60	136	28/410	Skladem, do 1 týdne	22 Kč
331 850 015 703	500	22	74	170	28/410	Skladem, do 1 týdne	27 Kč
331 850 015 704	1000	22	90	222	28/410	Skladem, do 1 týdne	37 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá šedá, s mezivíčkem a očkem pro plombu, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: neprůhledný šedý LDPE
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro vzorky citlivé na světlo



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 733 237	250	23	60	138	1-2 týdny	27 Kč
130 740 733 247	500	23	74	165	1-2 týdny	32 Kč
130 740 733 257	1000	34,5	93	213	1-2 týdny	53 Kč
130 740 733 267	2000	34,5	116	273	1-2 týdny	101 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá neprůhledná, s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, PE

Materiál: PE

- objem: 50 a 125 ml
- materiál: neprůhledný PE
- graduce
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro vzorky citlivé na světlo



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 193 171	50	18,5	39	76,5	1-2 týdny	18 Kč
331 850 193 191	125	18,5	46	115	1-2 týdny	22 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.