

LÁHVE PE, LDPE A HDPE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PE, LDPE a HDPE

Láhev širokohrdlá s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný LDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování hustých kapalin, prášků i granulátů



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 408	50	10	24	40	77	1-2 týdny	15 Kč
130 740 073 409	100	20	24	48	89	1-2 týdny	16 Kč
130 740 073 410	250	25	34,5	61	126	4-6 týdnů	24 Kč
130 740 073 411	500	50	34,5	75	161	1-2 týdny	24 Kč
130 740 073 412	1000	100	45	93	201	1-2 týdny	42 Kč
130 740 073 413	2000	100	45	115	250	4-6 týdnů	77 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	------------	---------------	-------------------	-------------------	------------	---------	------------	-----------

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 608	50	10	24	38	88	32	1-2 týdny	24 Kč
331 850 191 610	100	20	24	48	105	32	Skladem	28 Kč
331 850 191 612	250	25	38	60	140	45	3-4 týdny	39 Kč
331 850 191 614	500	50	38	75	170	45	2-3 týdny	44 Kč
331 850 191 616	1000	100	55	95	205	63	Skladem	78 Kč
331 850 191 618	2000	100	55	120	252	63	3-4 týdny	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- šroubový uzávěr se závitem GL
- splňuje DIN 13316 a DIN 168
- vhodná pro skladování kapalných i práškových vzorků

Náš TIP: V naší nabídce najdete pro láhve o objemu 50 a 100 ml i náhradní [uzávěry](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace	Průměr láhve [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 398 061	50	Ne	40	24	77	32	1-2 týdny	39 Kč
130 740 390 161	100	Ano	48	24	92	32	Skladem	41 Kč
130 740 392 161	250	Ano	64	31	123	40	Skladem	51 Kč
130 740 394 161	500	Ano	75	38,5	153	50	Skladem	67 Kč
130 740 396 161	1000	Ano	94	50	202	65	1-2 týdny	136 Kč
130 740 398 161	2000	Ne	120	50	243	65	1-2 týdny	242 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s mezivíčkem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 50, 100, 150, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: HDPE
- bez graduace
- mezivíčko a červený šroubový uzávěr (dobře těsní)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
333 033 050 001	50	27	36	77	4-6 týdnů	18 Kč
333 024 010 004	100	37	51	80	4-6 týdnů	15 Kč
333 041 015 001	150	37	51	108	4-6 týdnů	15 Kč
333 033 025 001	250	37	60	125	3-4 týdny	18 Kč
333 033 500 001	500	58	80	136	Skladem	23 Kč
333 000 050 013	1000	58	101	174	Skladem	28 Kč
333 000 050 016	2000	57	121	220	Skladem	87 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev na chemikálie, širokohrdlá, bez uzávěru, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500, 750, 1000, 1200, 1500, 2000 a 2500 ml
- materiál: bílý HDPE
- široké hrdlo pro snadné plnění
- závit GL90
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány bez mezivíčka a uzávěru, uzávěr i mezivíčko si můžete objednat samostatně



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 640 008 001	Láhev bez uzávěru	250	79	74	Skladem	23 Kč
130 640 008 011	Láhev bez uzávěru	500	79	98	Skladem	24 Kč
130 640 008 021	Láhev bez uzávěru	750	79	138	1-2 týdny	27 Kč
130 640 008 031	Láhev bez uzávěru	1000	79	147	Skladem	29 Kč
130 640 008 041	Láhev bez uzávěru	1200	79	173	1-2 týdny	34 Kč
130 640 008 061	Láhev bez uzávěru	1500	79	214	1-2 týdny	41 Kč
130 640 008 071	Láhev bez uzávěru	2000	79	230	1-2 týdny	40 Kč
130 640 008 081	Láhev bez uzávěru	2500	79	268	Skladem	45 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 640 009 110	Mezivíčko, HDPE	Skladem	5,20 Kč
130 640 009 010	Uzávěr GL90, HDPE	Skladem	8,20 Kč

Láhev širokohrdlá s očkem pro plombu, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: bílý HDPE
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování a transport kapalin s vysokou viskozitou, past, prášků i granulátů



i K láhvím lze objednat plomby SampleSafe v balení po 100 ks. Každá plomba je opatřena z výroby 9místným sériovým číslem. Plomby z láhví nelze odstranit bez viditelného poškození.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška včetně uzávěru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 103 220 250	250	64	26,5	118	3-4 týdny	81 Kč
399 103 220 500	500	78	40	147	2-3 týdny	84 Kč
399 103 221 000	1000	100	50	186	2-3 týdny	170 Kč
399 103 222 000	2000	120	50	230	3-4 týdny	194 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plomby SampleSafe

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 992 902	Plomba SampleSafe s 9místným sériovým číslem, barva červená, délka 260 mm	100	3-4 týdny	2 164 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá včetně uzávěru s bezpečnostním kroužkem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- materiál: bílý HDPE
- černý šroubovací uzávěr s bezpečnostním kroužkem (uzavřením láhve dojde k uchycení kroužku na hrdlo láhve, při otevření láhve se bezpečnostní kroužek odtrhne od uzávěru a zůstane na hrdle láhve)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 015 710	250	30	60	137	1-2 týdny	27 Kč
331 850 015 711	500	30	74	177	Na dotaz	31 Kč
331 850 015 712	1000	30	90	230	Na dotaz	42 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá čtyřhranná, sterilní, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 150 a 500 ml
- materiál: láhev z HDPE, šroubovací uzávěr z červeného PE
- lisovaná graduace (pouze objem 500 ml)
- sterilní (SAL 10^{-3})
- vhodná i pro odběr vzorků v potravinářském průmyslu
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány s našroubovaným uzávěrem (vnitřní prostor láhve tak zůstává sterilní)



Láhev o objemu 500 ml se šroubovacím uzávěrem (bez mezivíčka)

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
333 000 053 045	500	58	76 x 76 x 122	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhve o objemu 150 a 500 ml s mezivíčkem a šroubovacím uzávěrem, láhve lze objednat pouze po celých baleních

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 021 150 009	150	37	50 x 50 x 95	300	4-6 týdnů	4 920 Kč
333 022 500 002	500	58	76 x 76 x 122	175	4-6 týdnů	4 588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev čtyřhranná s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný HDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- šetří místo při skladování (obdélníkový tvar dna)
- vhodná pro skladování hustých kapalin, prášků i granulátů



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry (šxhxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 608	25	5	18,5	30x32x53	1-2 týdny	15 Kč
130 740 073 609	50	10	24	35x37x70	Skladem	17 Kč
130 740 073 610	100	20	34,5	44x47x91	Skladem	17 Kč
130 740 073 611	250	50	34,5	55x60,5x114	Skladem	22 Kč
130 740 073 612	500	100	45	70x80x138	Skladem	28 Kč
130 740 073 613	1000	100	60	82x102x176	Skladem	43 Kč
130 740 073 614	2000	100	60	100x134x210	1-2 týdny	80 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev čtyřhranná s UN kódem a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: láhev HDPE (transparentní), uzávěr PP (modrý)
- šroubový uzávěr se závitem GL
- UN kód, splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží
- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek



Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
399 103 420 100	100	45x45x101	24	32	UN3H1/X0.3	2-3 týdny	50 Kč
399 103 420 250	250	59x59x130	35	45	UN3H1/X0.8	2-3 týdny	72 Kč
399 103 420 500 1	500	75x75x162	43	54	UN3H1/X1.5	3-4 týdny	84 Kč
399 103 420 750	750	83x83x188	43	54	UN3H1/X2.5	4-6 týdnů	85 Kč
399 103 421 000 1	1000	85x85x214	43	54	UN3H1/X2.5	2-3 týdny	86 Kč
399 103 421 500	1500	108x108x209	69	80	UN3H1/X4	4-6 týdnů	138 Kč
399 103 422 500	2500	122x122x260	69	80	UN3H1/X5	4-6 týdnů	184 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
399 103 424 000	4000	142x142x294	69	80	UN3H1/X5.5	2-3 týdny	225 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Packaging-containers-with-UN-approval-EN.pdf

Láhev čtyřhranná s UN kódem a GL závitem, bez uzávěru, HDPE

Materiál: HDPE

Novinka



- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek
- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: transparentní nebo bílý HDPE
- široké hrdlo se závitem GL
- UN kód (splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží – platí pouze v kombinaci s níže nabízenými uzávěry!)
- volitelné příslušenství – pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví a 3 typy uzávěrů:
 - **černý** s PE vložkou, bez odtrhacího bezpečnostního kroužku
 - **červený** s PE vložkou a odtrhacím bezpečnostním kroužkem
 - speciálně tvarovaný **modrý** bez PE vložky, s odtrhacím bezpečnostním kroužkem
- **informace k dodávce:** láhev **nemá** uzávěr, uzávěr se objednává samostatně

Čtyřhranné láhve s UN kódem z transparentního HDPE

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 870	Transparentní	100	45x45x101	32	3H1/X0.3/S	3-4 týdny	19 Kč
130 069 072 871	Transparentní	250	59x59x128	45	3H1/X0.8/S	3-4 týdny	24 Kč
130 069 072 872	Transparentní	500	75x75x161	54	3H1/X1.5/S	3-4 týdny	36 Kč
130 069 072 878	Transparentní	750	83x83x185	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	98 Kč
130 069 072 873	Transparentní	1000	85x85x212	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	47 Kč
130 069 072 874	Transparentní	1500	108x108x209	80	3H1/X4/S	3-4 týdny	58 Kč
130 069 072 875	Transparentní	2500	122x122x258	80	3H1/X5/S	3-4 týdny	75 Kč
130 069 072 876	Transparentní	4000	142x142x294	80	3H1/X5.5/S	3-4 týdny	134 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Čtyřhranné láhve s UN kódem z bílého HDPE

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----------	------------	----------------------	---------	--------	------------	-----------

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhvxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 880	Bílá	100	45x45x101	32	3H1/X0.3/S	3-4 týdny	21 Kč
130 069 072 881	Bílá	250	59x59x128	45	3H1/X0.8/S	3-4 týdny	26 Kč
130 069 072 882	Bílá	500	75x75x161	54	3H1/X1.5/S	3-4 týdny	37 Kč
130 069 072 883	Bílá	750	83x83x185	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	103 Kč
130 069 072 884	Bílá	1000	85x85x212	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	50 Kč
130 069 072 885	Bílá	1500	108x108x209	80	3H1/X4/S	3-4 týdny	60 Kč
130 069 072 886	Bílá	2500	122x122x258	80	3H1/X5/S	3-4 týdny	78 Kč
130 069 072 887	Bílá	4000	142x142x294	80	3H1/X5.5/S	3-4 týdny	140 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: 3 typy uzávěrů

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 895	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního proužku	Černá	3-4 týdny	12 Kč
130 069 072 896	Uzávěr se závitem GL 45 pro čtyřhranné láhve o objemu 250 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	15 Kč
130 069 072 897	Uzávěr se závitem GL 54 pro čtyřhranné láhve o objemu 500/750/1000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	16 Kč
130 069 072 898	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	30 Kč
130 069 072 900	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	14 Kč
130 069 072 901	Uzávěr se závitem GL 45 pro čtyřhranné láhve o objemu 250 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	19 Kč
130 069 072 902	Uzávěr se závitem GL 54 pro čtyřhranné láhve o objemu 500/750/1000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	22 Kč
130 069 072 903	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	44 Kč
130 069 072 092	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, bez těsnicí vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Modrá	Skladem	8 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 893	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, bez těsnicí vložky, s odtrhacím bezpečnostním kroužkem	Modrá	3-4 týdny	18 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 066 204 802	Pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví	3-4 týdny	310 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá se šroubovým uzávěrem s GL závitem, PE

Materiál: PE

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- materiál: láhev PE, uzávěr PP
- mezivíčko s kapátkem (kapací vložkou), po našroubování uzávěru zůstane na láhvi
- šroubový uzávěr s GL závitem a s bezpečnostním kroužkem
- vhodná k uchovávání alkoholu



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 292 304	250	19	58	128	4-6 týdnů	13 Kč
331 850 292 305	500	19	73	160	1-2 týdny	17 Kč
331 850 292 306	1000	19	82	230	8 ks	21 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá se šroubovým uzávěrem, PE

Materiál: PE

- objem: 125 a 1000 ml
- materiál: láhev PE, uzávěr PP
- mezivíčko s kapátkem (kapací vložkou), po našroubování uzávěru zůstane na láhvi
- šroubový uzávěr se závitem a s bezpečnostním kroužkem



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 292 314	125	20	46,7	108	1-2 týdny	11 Kč
331 850 292 344	1000	20	86	226	1-2 týdny	21 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 50, 125, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný LDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro skladování kapalin



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 073 317	50	10	18,5	39	76	1-2 týdny	17 Kč
130 740 073 319	125	20	18,5	48	115	1-2 týdny	19 Kč
130 740 073 323	250	25	23	60	138	1-2 týdny	23 Kč
130 740 073 324	500	50	23	74	165	1-2 týdny	27 Kč
130 740 073 325	1000	100	34,5	93	213	1-2 týdny	48 Kč
130 740 073 326	2000	100	34,5	116	273	1-2 týdny	87 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá včetně uzávěru s bezpečnostním kroužkem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: HDPE
- bílý šroubovací uzávěr s bezpečnostním kroužkem (uzavřením láhve dojde k uchycení kroužku na hrdlo láhve, při otevření láhve se bezpečnostní kroužek odtrhne od uzávěru a zůstane na hrdle láhve)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Závit	Dostupnost	Cena / ks
331 850 015 700	50	17,5	36	84	22/410	Skladem	13 Kč
331 850 015 701	100	17,5	44	101	22/410	3-4 týdny	14 Kč
331 850 015 702	250	22	60	136	28/410	Skladem	22 Kč
331 850 015 703	500	22	74	170	28/410	Skladem	27 Kč
331 850 015 704	1000	22	90	222	28/410	Skladem	37 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá šedá, s mezivíčkem a očkem pro plombu, LDPE

Materiál: LDPE

- objem: 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: neprůhledný šedý LDPE
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro vzorky citlivé na světlo



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 733 237	250	23	60	138	1-2 týdny	27 Kč
130 740 733 247	500	23	74	165	1-2 týdny	32 Kč
130 740 733 257	1000	34,5	93	213	1-2 týdny	53 Kč
130 740 733 267	2000	34,5	116	273	1-2 týdny	101 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá neprůhledná, s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, PE

Materiál: PE

- objem: 50 a 125 ml
- materiál: neprůhledný PE
- graduace
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- vhodná pro vzorky citlivé na světlo



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 193 171	50	18,5	39	76,5	1-2 týdny	18 Kč
331 850 193 191	125	18,5	46	115	1-2 týdny	22 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.