

LÁHVE PP

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PP

Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PP
- autoklávovatelná do 121 °C
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- orientační lisovaná stupnice (objem 50 a 2000 ml bez stupnice)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování a přepravu kapalných i práškových vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 391 261	50	24	40	77	32	Skladem, do 1 týdne	44 Kč
130 740 393 261	100	24	48	92	32	Skladem, do 1 týdne	50 Kč
130 740 395 261	250	31	64	123	40	Skladem, do 1 týdne	65 Kč
130 740 397 261	500	38,5	75	153	50	Skladem, do 1 týdne	82 Kč
130 740 399 261	1000	50	94	202	65	Skladem, do 1 týdne	166 Kč
130 740 391 361	2000	50	120	243	65	Skladem, do 1 týdne	291 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s graduací a políčkem na popis, šroubový uzávěr se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr PE
- autoklávatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 733 608	50	24	40	77	32	1-2 týdny	49 Kč
130 740 733 610	100	24	48	92	32	1-2 týdny	52 Kč
130 740 733 612	250	31	64	123	40	1-2 týdny	58 Kč
130 740 733 614	500	38,5	75	153	50	1-2 týdny	66 Kč
130 740 733 616	1000	50	94	202	65	1-2 týdny	135 Kč
130 740 733 618	2000	50	120	243	65	1-2 týdny	220 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr bílý PP
- autoklávatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 201	50	10	24	38	88	32	2-3 týdny	44 Kč
130 507 172 202	100	20	24	48	105	32	2-3 týdny	47 Kč
130 507 172 203	250	25	38	60	140	45	2-3 týdny	67 Kč
130 507 172 204	500	100	38	75	170	45	2-3 týdny	74 Kč
130 507 172 205	1000	100	55	95	206	63	2-3 týdny	133 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 206	2000	100	55	120	252	63	2-3 týdny	210 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr bílý PP
- autoklávovatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby nebo štítku (očko na láhvi i uzávěru)
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných vzorků (např. vzorků odpadních vod)



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 101	50	10	13	38	92	18	2-3 týdny	35 Kč
130 507 172 102	100	20	13	48	108	18	2-3 týdny	41 Kč
130 507 172 103	250	25	19	60	150	25	2-3 týdny	60 Kč
130 507 172 104	500	100	19	75	182	25	2-3 týdny	67 Kč
130 507 172 105	1000	100	23	95	224	32	2-3 týdny	120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.