

LÁHVE PP

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PP

Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PP
- autoklávovatelná do 121 °C
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- orientační lisovaná stupnice (objem 50 a 2000 ml bez stupnice)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování a přepravu kapalných i práškových vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 391 261	50	24	40	77	32	Skladem	41 Kč
130 740 393 261	100	24	48	92	32	Skladem	45 Kč
130 740 395 261	250	31	64	123	40	Skladem	59 Kč
130 740 397 261	500	38,5	75	153	50	Skladem	75 Kč
130 740 399 261	1000	50	94	202	65	Skladem	151 Kč
130 740 391 361	2000	50	120	243	65	Skladem	269 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s graduací a políčkem na popis, šroubový uzávěr se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr PE
- autoklávovatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	------------	-------------------	-------------------	------------	---------	------------	-----------

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 733 608	50	24	40	77	32	1-2 týdny	45 Kč
130 740 733 610	100	24	48	92	32	1-2 týdny	47 Kč
130 740 733 612	250	31	64	123	40	1-2 týdny	54 Kč
130 740 733 614	500	38,5	75	153	50	1-2 týdny	60 Kč
130 740 733 616	1000	50	94	202	65	1-2 týdny	125 Kč
130 740 733 618	2000	50	120	243	65	1-2 týdny	206 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev širokohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr bílý PP
- autoklávovatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných a práškových vzorků



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 201	50	10	24	38	88	32	2-3 týdny	42 Kč
130 507 172 202	100	20	24	48	105	32	2-3 týdny	46 Kč
130 507 172 203	250	25	38	60	140	45	2-3 týdny	66 Kč
130 507 172 204	500	100	38	75	170	45	2-3 týdny	73 Kč
130 507 172 205	1000	100	55	95	206	63	2-3 týdny	130 Kč
130 507 172 206	2000	100	55	120	252	63	2-3 týdny	205 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá s graduací a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: láhev průhledný PP, uzávěr bílý PP
- autoklárovatelná do 121 °C
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby nebo štítku (očko na láhvi i uzávěru)
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná pro skladování i přepravu kapalných vzorků (např. vzorků odpadních vod)



Náš TIP: V naší nabídce najdete i náhradní [uzávěry](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 101	50	10	13	38	92	18	2-3 týdny	34 Kč
130 507 172 102	100	20	13	48	108	18	2-3 týdny	40 Kč
130 507 172 103	250	25	19	60	150	25	2-3 týdny	59 Kč
130 507 172 104	500	100	19	75	182	25	2-3 týdny	66 Kč
130 507 172 105	1000	100	23	95	224	32	2-3 týdny	117 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.