

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Baňky na kultury > Lahvička kultivační včetně šroubovacího hliníkového víčka

Lahvička kultivační včetně šroubovacího hliníkového víčka

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 3 nebo 5 ml
- autoklávovatelná
- vhodná pro kultivace buněčných kultur, skladování i přepravu
- rozměry v tabulce uvedeny ve tvaru průměr x výška
- **informace k dodávce:** lahvičky jsou dodávány včetně hliníkového uzávěru v balení po 100 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 953 562 123	3	12 x 35	Ne	100	4-6 týdnů	2 027 Kč
120 953 562 143	5	14 x 50	Ano	100	4-6 týdnů	6 373 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.