

## Lázeň víceúčelová Gestigkeit MU 85/ER

Lázeň Gestigkeit MU 85/ER má univerzální využití. Lze ji využít jako vzdušnou, kapalinovou (voda, olej) nebo pískovou lázeň. Pracuje v teplotním rozsahu od 60 do 600 °C a je vhodná spíše pro menší laboratorní nádoby.

### Základní charakteristika víceúčelové lázně MU 85/ER:

- analogové ovládání pomocí otočného knoflíku
- teplotní rozsah: 60 - 600 °C (bezstupňová regulace v rozsahu 10 - 100 % výkonu)
- bežešvá, mírně kónická nerezová vana se smaltovaným pláštěm
- nerezové topné těleso ve tvaru spirály umístěné nad dnem vany
- ovládací panel s nerezovým pláštěm, integrovaný držák na stojanovou tyč
- konektor pro připojení kontaktního teploměru<sup>(i)</sup> (teploměr není součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): nerezová miska pro pískovou lázeň, perforovaný rošt pro vzdušnou lázeň, stojanová tyč, držák na 12 ks zkumavek do Ø 20 mm, držáky pro 4 ks 200ml nebo 6 ks 100ml baněk dle Kjeldahla, nerezové víko s koncentrickými vyjímatelnými kroužky



**i** V případě využití lázně MU 85/ER jako lázně **pískové** je třeba dokoupit speciální nerezovou misku. V případě využití lázně MU 85/ER jako lázně **vzdušné** je třeba dokoupit perforovaný rošt.

Technické údaje	
Typ	MU 85/ER
Teplotní rozsah	60 - 600 °C
Displej	ne
Objem vany	2 l
Materiál vany	nerez ocel
Rozměry vany (Ø x v)	105/187 x 100 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	205 x 230 x 250 mm
Hmotnost	2,4 kg
Příkon	0,8 kW
Napájení	230 V

### Lázeň MU 85/ER

Obj. číslo	Popis	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
211 011 001 085	Víceúčelová lázeň MU 85/ER	2	Bez víka	4-6 týdnů	18 625 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
211 011 001 018	SA18	Nerezová miska pro pískovou lázeň	4-6 týdnů	1 175 Kč
211 011 001 071	LO71/E	Perforovaný rošt z nerezové oceli (vzdušná lázeň)	4-6 týdnů	650 Kč
211 011 001 012 1	ST12	Stojanová tyč o Ø 12 mm a délce 660 mm	3-4 týdny	850 Kč
211 011 009 520	RE20	Držák na 12 ks zkumavek do Ø 20 mm	4-6 týdnů	1 375 Kč
211 011 001 124	KJ4	Držák pro 4 ks 200ml baněk dle Kjeldahla	4-6 týdnů	1 900 Kč
211 011 001 126	KJ6	Držák pro 6 ks 100ml baněk dle Kjeldahla	4-6 týdnů	2 100 Kč
211 011 090 185	RI18/E	Nerezové ploché víko s koncentrickými kruhy	4-6 týdnů	2 575 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Gestigkeit-Air-Liquid-Sandbath-MU85ER-EN.pdf](#)