

Lázeň vodní ArgoLab WB bez cirkulace

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série WB bez cirkulace nabízí 3 modely vodních lázní s objemem 5, 12 a 22 litrů. Své uplatnění najdou v chemických, mikrobiologických i průmyslových laboratořích a všude tam, kde je potřeba udržovat konstantní teplotu vzorku.

Základní charakteristika vodních lázní WB bez cirkulace:



- 3 modely s užitným objemem 5, 12 nebo 22 l
- snadné nastavení všech parametrů pomocí membránových tlačítek, dobře čitelný podsvícený LCD displej
- teplotní rozsah: **+5 °C nad teplotou okolí až 100 °C**
- časovač (možnost odloženého startu), akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- vana z nerezové oceli, vyjímatelný perforovaný rošt z nerezové oceli, šikmé kondenzační víko s madlem, rychlospojka pro připojení vypouštěcí hadice na přední straně přístroje
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **volitelné příslušenství** (objednává se samostatně):
 - stojany na zkumavky
 - stojan na láhve biberon
 - stojan na krevní vaky
 - plochá víka s vyjímatelnými kroužky pro WB 12 a WB 22
 - rošty a stojany na butyrometry pro WB 12 a WB 22
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně je i nerezové šikmé kondenzační víko s 5mm průchodkou pro externí teplotní čidlo a vypouštěcí hadice s rychlospojkou


Technické údaje vodních lázní WB bez cirkulace				
Typ		WB 5	WB 12	WB 22
Objem		5 l	12 l	22 l
Teplota	Pracovní rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 100 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Homogenita při 37 °C:	±0,2 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Displej		podsvícený LCD		
Časovač		1 min – 99 hod 59 min nebo trvalý chod		
Materiál vany		nerezová ocel		
Vnitřní rozměry dna		270 x 125 mm	250 x 205 mm	450 x 265 mm
Užitná výška se zavřeným víkem		110 mm	150 mm	150 mm

Vnější rozměry	480 x 215 x 350 mm	480 x 310 x 380 mm	680 x 365 x 390 mm
Hmotnost	8 kg	12 kg	18 kg
Příkon	0,7 kW	0,9 kW	1,1 kW
Napájení	220/240 V, 50 Hz		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 864 121 592	WB 5	5	+5 nad teplotou okolí až 100	S šikmým víkem	3-4 týdny	10 486 Kč
411 864 121 602	WB 12	12	+5 nad teplotou okolí až 100	S šikmým víkem	3-4 týdny	12 128 Kč
411 864 121 712	WB 22	22	+5 nad teplotou okolí až 100	S šikmým víkem	3-4 týdny	20 703 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství (objednává se samostatně):



- stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 13 mm
- stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 18 mm
- stojan pro 5 ks zkumavek o průměru 31 mm
- stojan pro 8 ks láhví (biberon) o průměru 56 mm
- stojan na 5 ks krevních vaků
- plochá víka s vyjímatelnými kroužky pro WB 12 a WB 22
- rošty a stojany na butyrometry pro WB 12 a WB 22