

## Lázeň vodní ArgoLab WB s cirkulací

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série WB s integrovaným recirkulačním čerpadlem nabízí 2 modely vodních lázní s objemem 22 a 40 litrů. Lázně se vyznačují rovnoměrným rozložením teploty s minimální teplotní odchylkou. Svě uplatnění najdou ve všech typech laboratoří.

### Základní charakteristika vodních lázní WB s cirkulací:



- 2 modely s užitným objemem 22 nebo 40 l
- cirkulační čerpadlo pro homogenní rozložení teploty vody
- snadné nastavení všech parametrů pomocí membránových tlačítek, dobře čitelný podsvícený LCD displej
- teplotní rozsah: **+5 °C nad teplotou okolí až 85 °C**
- časovač (možnost odloženého startu), akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- vana z nerezové oceli, vyjímatelný perforovaný rošt z nerezové oceli, šikmé kondenzační víko s madlem, rychlospojka pro připojení vypouštěcí hadice na přední straně přístroje
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): stojany na zkumavky, stojan na láhve, stojan na krevní vaky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně je i nerezové šikmé kondenzační víko s 5mm průchodkou pro externí teplotní čidlo a vypouštěcí hadice s rychlospojkou

Technické údaje vodních lázní WB s cirkulací		
Typ	WB 22	WB 40
Objem	22 l	40 l
Teplota	Pracovní rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 85 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Homogenita při 37 °C:	±0,2 °C
Displej	podsvícený LCD	
Časovač	1 min - 99 hod 59 min nebo trvalý chod	
Materiál vany	nerezová ocel	
Vnitřní rozměry dna	450 x 265 mm	620 x 380 mm
Užitná výška se zavřeným víkem	150 mm	150 mm
Vnější rozměry	680 x 365 x 390 mm	830 x 460 x 390 mm
Hmotnost	18 kg	28 kg

Příkon	1,1 kW	2,2 kW
Napájení	220/240 V, 50 Hz	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 860 101 612	WB 22	22	+5 nad teplotou okolí až 85	S šikmým víkem	3-4 týdny	22 246 Kč
411 860 101 622	WB 40	40	+5 nad teplotou okolí až 85	S šikmým víkem	3-4 týdny	33 443 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství** (objednává se samostatně):



- stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 13 mm
- stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 18 mm
- stojan pro 5 ks zkumavek o průměru 31 mm
- stojan pro 8 ks láhví (biberon) o průměru 56 mm
- stojan na 5 ks krevních vaků