

## Lázeň vodní Gestigkeit W 16

Vodní lázeň W 16 s nerezovou vanou o průměru 160 mm je ideální pro každodenní použití v laboratořích. Její kompaktní rozměry šetří tolik cenné místo na laboratorním stole a je vhodná spíše pro menší laboratorní nádoby.



### Základní charakteristika vodní lázně W 16:

- analogové ovládání (nastavení teploty pomocí otočného knoflíku)
- teplotní rozsah: 30 - 110 °C
- tepelná pojistka (vypnutí ohřevu v případě poruchy), ochrana proti chodu na sucho (automatické vypnutí při nedostatku vody)
- kulatá nerezová vana
- integrovaný závít pro stojanovou tyč
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): víko s koncentrickými vyjímatelnými kroužky, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko

Technické údaje		
<b>Typ</b>	<b>W 16</b>	
Teplota	Rozsah regulace:	30 - 110 °C
	Přesnost:	±1,5 K
Displej	ne	
Materiál vany	nerezová ocel	
Rozměry vany (Ø x v)	160 x 100 mm	
Vnější rozměry (š x d x v)	220 x 220 x 160 mm	
Hmotnost	3 kg	
Příkon	1,0 kW	
Napájení	220 - 240 V, 50/60 Hz	

Obj. číslo	Popis	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
211 011 007 016	Vodní lázeň W 16	Bez víka	3-4 týdny	16 250 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
211 011 001 012 4	ST 12	Stojanová tyč, průměr x délka: 12 x 660 mm	3-4 týdny	850 Kč
211 011 007 017	RI 17/E	Víko ploché s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	2 050 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Gestigkeit-Waterbath-W-16-EN.pdf](#)