

## Lázeň vodní Lauda Hydro H 2 P pro napínání a sušení tkáňových vzorků

Výrobci a značky: Lauda

Vodní lázeň Lauda Hydro H 2 P se používá v histologických, klinických, patologických a bakteriologických laboratořích pro napínání a sušení nařezaných tkáňových vzorků.

### Základní charakteristika vodní lázně Hydro H 2 P:



- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- teplotní rozsah: od +5 °C nad teplotou okolí do 80 °C
- nastavení teploty otočným analogovým knoflíkem (orientační kontrola na stupnici, přístroj nemá displej)
- kontrola teploty lázně pomocí skleněného teploměru (upevňuje se držákem na okraj vany)
- systém kontroly hladiny vody (ochrana proti chodu nasucho), tepelná pojistka (ochrana proti přehřátí)
- vana i okraje vany z černého eloxovaného hliníku, plášť z práškově lakovaného hliníku
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je i skleněný teploměr s držákem

**i** Při požadavku na ohřev na max. teplotu, tj. 80 °C, výrobce doporučuje použít víko. Víko je volitelným příslušenstvím a objednává se samostatně.

Technické údaje		
Objem vany		1,6 l
Teplota	Rozsah	25 - 80 °C
	Stabilita	±0,5 K
Rozsah pracovní teploty		od +5 °C nad teplotou okolí do 80 °C
Topný výkon		0,3 kW
Materiál vany		černý eloxovaný hliník
Rozměry vany (Ø x v)		200 x 60 mm
Výška hladiny		50 mm
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Vnější rozměry (Ø x v)		280 x 100 mm
Hmotnost		2 kg
Napájení		230 V, 50/60 Hz
Krytí		IP20

## Vodní lázeň Hydro H 2 P

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 560 303 071	Hydro H 2 P	1,6	Včetně skleněného teploměru s držákem	3-4 týdny	14 600 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Víko

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 560 100 040	Ploché víko z černého eloxovaného hliníku (průměr 215 mm, výška rukojeti 25 mm)	3-4 týdny	2 280 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Lauda-Tissue-float-bath-Hydro-H2P-EN.pdf](#)