

Lázeň vodní odpařovací GFL, vícemístná, s upevňovacími tyčemi

Výrobci a značky: GFL

Vícemístné lázně s přímým vyhříváním pro práci s Erlenmeyerovými baňkami a kádinkami. Jsou vhodné pro každodenní použití v biochemických, klinických i průmyslových laboratořích.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [vodní odpařovací lázeň Lauda vícemístná, s upevňovacími tyčemi](#)

Základní charakteristika vícemístných odpařovacích vodních lázní:




- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- regulace teploty termostatem
- regulace vodní hladiny (na zadní straně přístroje)
- tepelná pojistka
- 6dílná sada vyjímatelných kroužků z odolného černého plastu na každém z otvorů (kroužky slouží pro upevnění baňky)
- u každého otvoru podpěrná tyč (Ø12 mm x délka 600 mm)
- vnitřní části přístroje z nerezové oceli (včetně topného tělesa - dlouhá životnost)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem

Technické údaje		
Typ	1041	1042
Teplotní rozsah	+ 5 °C nad teplotou okolí ... +99,9 °C	
Počet otvorů	4	6
Průměr otvorů	131 mm	
Pracovní výška	90 mm	
Vnější rozměry (š x h x v)	682 x 232 x 190 mm	982 x 232 x 190 mm
Hmotnost	12,4 kg	17 kg
Napětí	230 V / 50 Hz	

Obj. číslo	Typ	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
396 122 001 041	1041	4	Kontaktujte nás	
396 122 001 042	1042	6	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Water-Baths-GFL-1041-1042-EN.pdf