

Lázeň vodní odpařovací GFL, vícemístná

Výrobci a značky: GFL

Vícemístné lázně s přímým vyhříváním pro práci s Erlenmeyerovými baňkami a kádinkami. Jsou vhodné i pro použití v digestořích.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [vodní odpařovací lázeň Lauda vícemístná](#)

Základní charakteristika vícemístných odpařovacích vodních lázní 1031 a 1032:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- regulace teploty termostatem
- regulace vodní hladiny (na zadní straně přístroje)
- tepelná pojistka
- 4dílná sada vyjímatelných kroužků z odolného černého plastu na každém z otvorů (kroužky slouží pro upevnění baňky)
- odnímatelný kryt lázně
- vnitřní části přístroje z nerezové oceli (včetně topného tělesa - dlouhá životnost)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem
- čtyři plastové nožky s protiskluzovou úpravou (dobrá stabilita)




Technické údaje		
Typ	1031	1032
Teplotní rozsah	+ 5 °C nad teplotou okolí ... +99,9 °C	
Počet otvorů	6	8
Průměr otvorů	91 mm	111 mm
Pracovní výška	100 mm	
Vnější rozměry (š x h x v)	430 x 300 x 155 mm	670 x 300 x 155 mm
Hmotnost	5,7 kg	7,9 kg
Napětí	230 V / 50 Hz	

Obj. číslo	Typ	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
396 122 001 031	1031	6	Kontaktujte nás	
396 122 001 032	1032	8	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Water-Baths-GFL-1031-1032-EN.pdf