

Lázeň vodní odpařovací GFL

Výrobci a značky: GFL

Lázeň s přímým vyhříváním (topné těleso je ve styku s lázní) pro šetrné odpařování z Erlenmeyerových baněk a kádinek.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [vodní odpařovací lázeň Lauda H 5 V](#)

Základní charakteristika jednomístné odpařovací vodní lázně 1023:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- regulace teploty termostatem
- regulace vodní hladiny (na zadní straně přístroje)
- tepelná pojistka
- 9dílná sada vyjímatelných kroužků (pro vložení baňky) z odolného černého plastu
- odnímatelný kryt lázně (265 x 265 mm)
- vnitřní části přístroje z nerezové oceli (včetně topného tělesa - dlouhá životnost)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem
- jako [příslušenství](#) lze dokoupit stojan na zkumavky (typ 1933) nebo podpěrnou tyč (typ 1985)




Technické údaje	
Objem	7 l
Teplotní rozsah	+ 5 °C nad teplotou okolí ... +99,9 °C
Průměr otvoru ⁽¹⁾	Ize měnit pomocí 9dílné sady vyjímatelných kroužků v krocích cca po 20 mm (min. Ø32,5 / max. Ø173,5 mm)
Pracovní výška	120 mm
Vnitřní rozměry (š x h x v)	240 x 240 x 120 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	342 x 400 x 180 mm
Hmotnost	8,1 kg
Napětí	230 V / 50 Hz

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 001 023	1023	7	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Water-Baths-GFL-1023-EN.pdf