

LÁZNĚ FUNKE GERBER

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Lázně vodní pro mlékárenství > Lázně Funke Gerber

Lázeň vodní Funke Gerber WB 436 pro butyrometry

Výrobci a značky: Funke Gerber

Série WB nabízí 2 modely vodních lázní, které se liší typem ovládání. Vana i plášť jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Základní charakteristika vodních lázní WB:

- 2 typy: **WB 436-A** s analogovým ovládáním, **WB 436-D** s digitálním ovládáním a časovačem
- objem: 16 l
- teplotní rozsah: teplota okolí - 99 °C
- topná tělesa umístěna na vnější straně vany
- ochrana proti přehřátí
- vana i plášť z nerezové oceli
- doporučená náplň: destilovaná voda
- **informace k dodávce:** lázně se dodávají **bez** víka, stojanu a adaptérů na butyrometry (vše se objednává samostatně); součástí dodávky analogového modelu WB 436-A je skleněný teploměr



Technické údaje vodních lázní WB		
Typ	WB 436-A	WB 436-D
Ovládání	nastavení teploty pomocí analogového knoflíku, kontrola pomocí skleněného teploměru	digitální nastavení teploty a času, kontrola údajů na LED displeji
Displej	ne	ano
Objem	16 l	16 l
Teplotní rozsah	teplota okolí - 99 °C	teplota okolí - 99 °C (krok 0,1 °C)
Integrované teplotní čidlo	ne	ano, PT100
Časovač	ne	1 - 99 min, akustický signál
Materiál	nerezová ocel	nerezová ocel
Vnitřní rozměry (š x h x v)	300 x 280 x 194 mm	300 x 280 x 194 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	331 x 396 x 265 mm	331 x 396 x 265 mm
Hmotnost	10 kg	10 kg
Příkon	1000 W	1000 W
Napájení	230 V	230 V

Obj. číslo	Typ	Ovládání	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 885 003 708	WB 436-A	Analogové	18	Bez víka	4-6 týdnů	18 631 Kč
411 885 003 707	WB 436-D	Digitální	18	Bez víka	4-6 týdnů	23 031 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 885 003 747	Víko ploché nerezové, rozměry 350 x 320 x 4 mm	4-6 týdnů	2 198 Kč
411 885 003 717	Stojan nerezový pro 36 butyrometrů, rozměry 383 x 320 x 200 mm, průměr otvoru 27 mm	4-6 týdnů	3 423 Kč
411 885 037 662	Adaptér s plochým dnem, slouží pro uchycení butyrometru v nerezovém stojanu, materiál mosaz, vnější průměr 33/27 mm, vnitřní průměr 25,8 mm, délka 170 mm	4-6 týdnů	244 Kč
411 885 037 661	Adaptér s otevřeným dnem, slouží pro uchycení butyrometru v nerezovém stojanu, materiál mosaz, vnější průměr 33/27 mm, vnitřní průměr 25,8 mm, délka 170 mm	4-6 týdnů	418 Kč
411 885 003 727	Police univerzální, nerezová, rozměry 280 x 225 x 2 mm, průměr otvorů 16,9 mm	4-6 týdnů	1 738 Kč
411 885 003 718	Stojan nerezový pro 10 zkumavek Majonnier, rozměry 280 x 225 x 227 mm	4-6 týdnů	4 604 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.