

## TEPLOMĚRY LÉKAŘSKÉ

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Teploměry, vlhkoměry a další přístroje pro měření prostředí (klimatu) > Teploměry lékařské

### Teploměr lékařský, digitální

- rozsah: 32 - 43 °C
- přesnost:  $\pm 0,1$  °C
- provedení: s pružným krčkem
- LCD displej
- rychlost měření: cca 30 s (v závislosti na způsobu měření)
- paměť naposledy naměřené hodnoty
- alarm při překročení nastavené teploty
- automatické vypnutí
- vodotěsný
- **informace k dodávce:** součástí dodávky teploměru jsou baterie



**i** V naší nabídce naleznete také klasický [skleněný lékařský teploměr](#).

Obj. číslo	Popis	Provedení	Rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 700 023	Digitální lékařský teploměr	S pružným krčkem	35 - 43	2-3 týdny	124 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*