

LÉKAŘSKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > Lékařské

Teploměr lékařský klasický, skleněný

- rozsah: 35 - 42 °C
- dělení: 0,1 °C
- přesnost: +0,1 °C/-0,15 °C
- papírová stupnice, modrá kapilára
- netoxická, plně ekologická náplň bez obsahu rtuti
- **informace k dodávce:** součástí dodávky teploměru je plastové sklepvací pouzdro



i V naší nabídce naleznete také [digitální lékařský teploměr](#).

Obj. číslo	Popis	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 801 131	Skleněný lékařský teploměr	35 - 42	0,1	Skladem, do 1 týdne	156 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.