

## Lihoměr laboratorní, s teploměrem

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 - 25, 24 - 45, 44 - 70, 68 - 88 nebo 87 - 100 % obj.
- dělení stupnice: 0,1 nebo 0,2 % obj.
- délka: 440 mm
- s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



**i** Laboratorní lihoměry podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím a kalibračním listem.

Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H341020105	0 - 25	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 541 Kč
H3410202	24 - 45	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 577 Kč
H3410203	44 - 70	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 335 Kč
H341020405	68 - 88	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 335 Kč
H3410101	87 - 100	0,1	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 353 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*