

## Lihoměr laboratorní, s teploměrem, Rozsah [% obj.]: 44 - 70, Dělení [% obj.]: 0,2, Délka [mm]: 440, Popis: S ověřovacím a kalibračním listem

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 - 25, 24 - 45, 44 - 70, 68 - 88 nebo 87 - 100 % obj.
- dělení stupnice: 0,1 nebo 0,2 % obj.
- délka: 440 mm
- s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



**i** Laboratorní lihoměry podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím a kalibračním listem.

| Obj. číslo | Rozsah [% obj.] | Dělení [% obj.] | Délka [mm] | Popis                             | Dostupnost | Cena / ks |
|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| H341020105 | 0 - 25          | 0,2             | 440        | S ověřovacím a kalibračním listem | 4-6 týdnů  | 6 541 Kč  |
| H3410202   | 24 - 45         | 0,2             | 440        | S ověřovacím a kalibračním listem | 4-6 týdnů  | 6 577 Kč  |
| H3410203   | 44 - 70         | 0,2             | 440        | S ověřovacím a kalibračním listem | 4-6 týdnů  | 6 335 Kč  |
| H341020405 | 68 - 88         | 0,2             | 440        | S ověřovacím a kalibračním listem | 4-6 týdnů  | 6 335 Kč  |
| H3410101   | 87 - 100        | 0,1             | 440        | S ověřovacím a kalibračním listem | 4-6 týdnů  | 6 353 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*