

## Lihoměr orientační, s teploměrem

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 - 100 % obj.
- dělení stupnice: 2 % obj.
- délka: 370 mm
- s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 1 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 412 002	0 - 100	2	370	Skladem, do 1 týdne	444 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*