

Lodička na vážení, porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- délka: 37, 53 a 64 mm
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné](#), [hliníkové](#), [nerezové](#) a [papírové](#) navažovací lodičky, [skleněné váženky](#), [odvažovací misky](#), [papíry na vážení](#) a [štětce](#) na čištění vah.

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Šířka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 329 252 001	Porcelánová lodička na vážení	37	17	Skladem, do 1 týdne	48 Kč
641 329 252 101	Porcelánová lodička na vážení	53	23	3-4 týdny	52 Kč
641 329 252 201	Porcelánová lodička na vážení	64	29	Skladem, do 1 týdne	56 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.