

Lodička navažovací papírová, Rozměry [mm]: 58 x 10 x 10, Balení [ks]: 100

Výrobci a značky: Macherey-Nagel

- 2 velikosti
- barva: bílá
- materiál: speciální pergamenový papír bez obsahu dusíku (< 0,01 % Kjeldahl)
- plošná hmotnost 82 g/m², tloušťka 0,07 mm
- vhodná pro vážení viskózních látek
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru d x š x v
- **informace k dodávce:** lodičky jsou dodávány v balení po 100 ks



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [nerezové](#), [hliníkové](#), [skleněné](#) a [porcelánové](#) navažovací lodičky a [porcelánové spalovací lodičky s ouškem](#).

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 486 000	Papírová navažovací lodička	58 x 10 x 10	100	2-3 týdny	2 700 Kč
130 950 486 001	Papírová navažovací lodička	70 x 23 x 15	100	3-4 týdny	3 850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-MN-Weighing-boats-nitrogen-free-EN.pdf