

Lodička navažovací skleněná

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- max. objem 3, 6 nebo 10 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3 (dle ISO 3585), výborná chemická odolnost
- ploché dno (výborná stabilita na vážní desce)
- stonek o \varnothing 8 mm pro bezztrátové odsypávání vzorků (kompatibilní s hrdly baněk/láhví s NZ od velikosti 10/19)
- autoklávovatelná do 121 °C



Náš TIP: V naší nabídce najdete i tradiční [skleněné](#), [porcelánové](#), [nerezové](#) a [hliníkové](#) navažovací lodičky a také porcelánové [spalovací lodičky](#) s ouškem.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry (d x \varnothing) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 696 262	Lodička na vážení	3	46 x 18	1-2 týdny	347 Kč
120 647 696 263	Lodička na vážení	6	60 x 20	3-4 týdny	353 Kč
120 647 696 264	Lodička na vážení	10	70 x 22	3-4 týdny	412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.