

Lopatka odměrná, PP

Materiál: PP Narozeninová akce Sleva 20 % A 121 °C

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: bílý PP
- označení objemu na horní straně rukojeti
- autoklávovatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr sypkých látek (prášky, granuláty)
- vhodná i pro styk s potravinami dle nařízení (EU) č. 10/2011



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 139 194	2	60	2-3 týdny	10 Kč 8 Kč
331 707 039 294	5	82	Skladem, do 1 týdne	12 Kč 10 Kč
331 850 191 057	10	100	Skladem, do 1 týdne	15 Kč 12 Kč
331 850 191 058	25	135	Skladem, do 1 týdne	20 Kč 16 Kč
331 850 191 059	50	160	Skladem, do 1 týdne	29 Kč 23 Kč
331 850 191 060	100	200	Skladem, do 1 týdne	42 Kč 34 Kč
331 850 191 062	250	260	Skladem, do 1 týdne	95 Kč 76 Kč
331 850 191 063	500	315	Skladem, do 1 týdne	133 Kč 106 Kč
331 850 191 064	1000	385	Skladem, do 1 týdne	160 Kč 128 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.