

## Luminometr SystemSURE EnSURE Touch

Luminometr EnSURE Touch je nejnovější z řady luminometrů SystemSure a poskytuje komplexní řešení v oblasti kontroly hygieny provozu a bezpečnosti potravin. Kombinuje vysokou rychlost a citlivost měření společně s jednoduchostí a přehledností ovládání. Dotykový 5palcový displej, který je odolný proti rozbití, funguje podobně jako současné smartphony a lze ho ovládat i v rukavicích. Všechna naměřená data jsou pomocí vestavěné WiFi automaticky synchronizována do systému SureTrend Cloud, odkud je možné tato data prohlížet pomocí běžného internetového prohlížeče, a to odkudkoliv na světě.



### Základní charakteristika luminometru SystemSURE EnSURE Touch:


- snadné ovládání, 5" dotykový displej
- NOVĚ: kompletní menu v češtině
- rychlé a přesné měření
- robustní konstrukce a odolný displej - součástí balení je silné ochranné pouzdro, které lze zavěsit na krk
- neomezený počet odběrových plánů / neomezený počet vzorkovacích míst v odběrovém plánu
- popis a limity pro každé vzorkovací místo
- identifikace uživatelů
- databázový systém SureTrend Cloud s automatickou synchronizací přes vestavěnou WiFi - umožňuje sledovat výsledky online odkudkoliv na světě, přístup do systému je přes libovolný internetový prohlížeč (umožňuje tvořit grafy, trendy, automatické reporty, export dat do Excelu a import dat z programu SureTrend)
- rychlé stanovení účinnosti sanitace a hygienického stavu povrchů, produktů a kapalin
- monitoring HACCP/SSOP programů
- možnost testování a porovnání účinnosti sanitace
- identifikace problematických míst v provozu
- ATP monitoring hygieny
- ATP testy [Supersnap](#), [Ultrasnap](#) a [Aquasnap](#) se objednávají samostatně

Technické údaje	
Detekční limit	detekční limit až 0,1 fmoI ATP (s testy Supersnap)
Doba měření	10 s
Paměť	2 GB vnitřní úložiště (>1 000 000 uložených výsledků) + Cloud úložiště
Kalibrace	automatická (+ kontrola při spuštění)
Napájení	nabíjecí lithiová baterie (nabíjení přes USB)
Rozměry	76 x 180 x 25 mm
Hmotnost	325 g

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
461 425 300 500	ETOUCH	Luminometr SystemSURE EnSURE Touch, samostatný přístroj	1-2 týdny	61 800 Kč
461 425 300 600	startovací balíček EnSURE Touch-S1	Luminometr SystemSURE EnSURE Touch + 2x Ultrasnap nebo Aquasnap	1-2 týdny	72 668 Kč
461 425 300 700	startovací balíček EnSURE Touch-S2	Luminometr SystemSURE EnSURE + 2x Supersnap	1-2 týdny	76 183 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Video k produktu

 Luminometr SystemSURE EnSURE Touch