

## Luminometr SystemSURE Plus - bioluminiscenční monitoring hygieny

Nejdostupnější a nejspolehlivější systém na ATP testy, které jsou používány všude tam, kde je třeba průběžně sledovat a zajišťovat účinnost čisticích procesů. Smyslem testu je ověřit, zda zařízení (pracovní plocha, plnička, zásobník, ventil apod.) bylo správně vyčištěno a může být znovu bezpečně použito - a to vše přímo na místě během několika vteřin. Systém je určen pro použití v potravinářském a kosmetickém průmyslu, v nemocnicích, restauracích, supermarketech a všude tam, kde je nutno sledovat účinnost sanitace.



### Základní charakteristika luminometru SystemSURE Plus:

- snadné ovládání
- vysoká citlivost a přesnost
- 20 odběrových plánů / 250 programovatelných vzorkovacích míst v odběrovém plánu
- textový popis pro každé vzorkovací místo
- identifikace uživatelů
- databázový program SureTrend (umožňuje tvorbu a správu vzorkovacích plánů, stahování výsledků testů z přístroje do počítače a jejich dlouhodobé sledování a hodnocení; výsledky lze také exportovat do jiných programů, např. MS Excel)
- rychlé stanovení účinnosti sanitace a hygienického stavu povrchů a vody
- monitoring HACCP/SSOP programů
- optimalizace používání čisticích a sanitačních prostředků
- ATP monitoring hygieny
- ATP testy [Supersnap](#), [Ultrasnap](#) a [Aquasnap](#) se objednávají samostatně

Technické údaje	
Detekční limit	1 fmol ATP (Ultrasnap), resp. 0,2 fmol ATP (Supersnap)
Doba měření	15 s
Paměť	2000 naměřených výsledků s následným přenosem do PC
Kalibrace	automatická (+ kontrola při spuštění)
Napájení	2x AA alkalická baterie (až 3000 měření)
Rozměry	75 x 180 x 50 mm
Hmotnost	260 g

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 750 300 000	SSUREP	Samostatný přístroj	1-2 týdny	45 800 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
396 750 300 200	Startovací balíček SSUREP-S	Včetně 2 testů Ultrasnap nebo Aquasnap	1-2 týdny	57 868 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*