

Lžice odměrná SteriPlast, sterilní, Objem [ml]: 5, Balení [ks]: 100

Lžice SteriPlast lze použít k odměření malého množství sypkých nebo kapalných látek a k jejich dávkování. Objem je vyznačen na rukojeti.



- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lžice se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)

i Odměrné lžice SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky. Lžice jsou dostupné v 8 velikostech (objem: 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 15; 25 nebo 50 ml).

Obj. číslo	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 784 005	0,5	100	2-3 týdny	1 161 Kč
399 153 784 007	1	100	2-3 týdny	1 226 Kč
399 153 784 009	2,5	100	2-3 týdny	1 294 Kč
399 153 784 011	5	100	2-3 týdny	1 398 Kč
399 153 784 013	10	100	2-3 týdny	1 470 Kč
399 153 784 015	15	100	4-6 týdnů	1 539 Kč
399 153 784 017	25	100	4-6 týdnů	1 784 Kč
399 153 784 019	50	100	2-3 týdny	2 949 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.