

Lžíce porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- délka: 237 mm
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Popis	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 334 219 101	Porcelánová lžíce	237	3-4 týdny	254 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.