

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Lžičky > Lžička laboratorní 150 mm, PP, VERKON

## Lžička laboratorní 150 mm, PP, VERKON

- provedení: oboustranná (na každé straně je jiná velikost misky)
- celková délka: 150 mm
- materiál: bílý PP
- nelze autoklávat



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
VK01	Univerzální laboratorní lžička	Skladem, do 1 týdne	11 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*