

Lžička s otevřeným ústím, nerezová

- provedení: oválný tvar s otevřeným ústím
- celková délka: 200 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr nebo navažování vzorků



| Obj. číslo | Délka [mm] | Miska [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 397 210 003 370 | 200 | 21 x 30 | 1-2 týdny | 130 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.